

SENSORES Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN



Nº	CÓDIGO	MODELO
INSTRUMENTOS MEDICIÓN MONTAJE PARED 144x144x90, Alimentación 100...240 VAC 50/60Hz, display LCD retroiluminado, salidas 0/4..20mA, salidas relé		
	IN-7804-16	Medidor pH ó Redox, y Temperatura (sin sonda)
1	IN-7804-18	Medidor completo conductividad y Tª multirango + sensor CD CK=1 con cable conexión 5m fijo
	IN-7804-20	Medidor completo baja conductividad y Tª de 1 - 200 uS + sensor CD CK=10 con cable conexión 5m fijo
SENSORES pH, REDOX, CONDUCTIVIDAD (CD) Y TEMPERATURA		
2	IN-8202-05	Sensor pH, mat. Plástico, cable 5 mts fijo, conector BNC
	IN-8204-05	Sensor Rx, mat. Plástico, cable 5 mts fijo, conector BNC
3	HP-4028-49	Sensor Rx, mat. Plástico, cable 5 mts fijo, conector BNC (ORO)
	IN-7802-00	Sensor CD, Rango: 0.01 ... 500 µS, C =0.1 cm-1 CK =10 cm, 1/2" G.M, con cable 5m fijo
4	IN-7802-01	Sensor CD, Rango: 5 ... 5000 µS, C =1 cm-1 CK =1 cm, 1/2" G.M, con cable 5m fijo
	IN-7802-02	Sensor CD + Tª, Rango: 0.01 ... 500 µS, C =0.1 cm-1 CTK =10 cm, 3/4" G.M, sin cable
5	IN-7802-03	Sensor CD+ Tª, Rango: 5 ... 5000 µS, C = 1 cm-1 CTK = 1 cm, 3/4" G.M, sin cable
	IN-7806-07	Sensor de Temperatura para panel
6	IN-7802-04	Cable conexión 4 polos para sensor de conductividad, longitud 5mts (10 ó 15mts consultar)
SONDAS DE CLORO PARA PANEL Recambios Panel IN-2604-04, IN-2604-06		
7	IN-2610-02	Sondas cloro libre completo pt-cu (cobre-platino) para coclop
	IN-2610-04	Sondas cloro libre membrana. Sensor de cloro libre potencióstático para coclop
8	IN-7806-20	Cartucho filtrante 80 micras 5" Panel cloro
PORTASENORES pH ó REDOX (1/2 ")		
10	IN-6602-09*	Vaso portasensor tipo filtro para una sonda pH ó redox (1/2")
11	IN-6602-06*	Vaso portasensor tipo filtro para dos sondas pH ó redox (1/2")
12	IN-6601-04	Portasensor PG 2A 1/2" insercción sensor pH ó redox en collarín
13	IN-7806-14	Portasensor para RO industrial
14	IN-6602-04	Portasensor reforzado
	TU-1202-07	Collarín PP 50 x 1/2"
15	TU-1202-08	Collarín PP 63 x 1/2"

* Hay que añadir portasensor

FT-ES-SENSACCMED-IN-XXXX-XX-FL25V01