


LIRIA

1000 GPD



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA FLUJO DIRECTO

La RO LIRIA gracias a su membrana de 1000 GPD es capaz de producir gran cantidad de agua pura en poco tiempo. Esto la hace ideal para hogares con alta demanda, asegurando siempre un suministro eficiente y continuo. Potencia y pureza en cada gota.



CONEXIÓN RÁPIDA

Levanta y extrae cartucho y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.



FLUJO DIRECTO

No necesita depósito.



LEDS INDICADORES DE ESTADO

Información sobre la vida útil de los cartuchos.



ALTA EFICIENCIA

Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo.



CARTUCHO Y MEMBRANA

Originales y exclusivos



1000 GPD

Alto rendimiento para ofrecer gran caudal.



FLUSHING INTELIGENTE

Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).



AVISO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO

A través de leds y sonido



MANTENIMIENTO SENCILLO



Certificado de Conformidad Europea

LIRIA


1000 GPD

ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO

Sistema de filtrado que contiene:


- 1.- PAC Cartucho Pretratamiento
- 2.- ME Membrana 1000 GPD

- Interfaz intuitiva con avisos de led para cartucho y membrana.
- Incluye grifo
- Caudal punta: 2,62 Lpm
- Membrana 1000 GPD
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
- Presión de entrada: 1 a 4 Bar
- Temperatura de entrada: 4 a 38 °C
- Alimentación eléctrica: 24Vdc.
- Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc



MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO
	A	B	C	
RO-8100-02	145	380	385	10 Kg



EMBALAJE Y TRANSPORTE

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			LOGÍSTICA
	A	B	C	
RO-8100-02	470	275	486	Pallet 24 uds.

Ósmosis inversa de FLUJO DIRECTO de ALTA GAMA:

- Conexión fácil y rápida
- 1000 GPD: gran caudal
- Sin depósito
- No ocupa espacio bajo el fregadero
- Certificado conformidad europea CE



CÓDIGO

MODELO

CA-6100-02	PAC Cartucho Pretratamiento
ME-6100-02	ME Membrana 1000 GPD
RO-8100-02	Liria 1000 GPD Ósmosis Inversa Flujo Directo

FT-ES-RO-FLUJO-DIRECTO-LIRIA-RO-8100-02-FL24V01