

L'osmose inverse en 5 étapes la plus durable:

- Simple
- Robusta
- Économique
- Fiable

NEREO



Grand débit d'eau
Tube de 3/8".



Réservoir de haute capacité
Réservoir de 4 gallons.



Qualité / Prix
Équipement de haute qualité et économique pour obtenir de l'eau à faible teneur en sel.



Certificat de conformité européen

OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE 5 ÉTAPES

Système d'osmose qui produit de l'eau pure à faible teneur en sel.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et robustes.

L'osmose inverse NEREO offre un rapport qualité-prix optimal, se distinguant par sa combinaison de simplicité et de fonctionnalité.


NEREO OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE 5 ÉTAPES

Osmose inverse en 5 étapes pour la production d'eau pure à faible teneur en sel.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, l'osmose inverse NEREO offre une excellente combinaison de qualité, de simplicité et de fonctionnalité. Option pompe booster.


Étapes:

- Filtration PP 5 µm
- Charbon GAC
- Charbon bloc
- Membrane 50 GPD
- Antibactériens post-filtre



MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)					POIDS (Kg)	
	A	B	C	D	ET	Net	Brut
RO-0206-12	400	145	420	240	430	10,10	11,10
RO-0206-22	365	190	470	240	430	13,10	14,10



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C	Palet	Contenu 20'	Contenu 40'
RO-0206-12	427	321	514	32	400	800
RO-0206-22	427	321	514	32	400	800



- Charbon actif 100 % coquille de noix de coco
- Membrane 50 GPD certifiée NSF/ANSI Standard 058
- Post-filtre à nanoparticules antibactériennes
- Comprend un robinet Margarita
- Comprend un manomètre
- Débit d'eau élevé: tube de 3/8 po
- Clef multifonction 5 en 1
- Réservoir de stockage de 4 gallons
- Kit d'installation
- Pression de travail:
 - Equipement avec pompe: 1 à 3 Bar
 - Équipement sans pompe: 2,5 à 4,2 Bar
- Température d'entrée: 5 à 35 °C
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Équipement avec pompe:
 - Tension électrique: 220 – 24VDC
 - Booster de bombe LF-30LN

CODE	MODÈLE
CA-1203-02	Cartouche PP 10" 5 µm
CA-0604-08	Cartouche de charbon GAC 10"
CA-0608-03	Cartouche de charbon bloc 10"
ME-2002-02	Membrane 18x12 50GPD
OI-0205-20	Post-filtre à charbon antibactérien nanoparticules
CA-7003-02	Kit de recharge de 3 cartouches NEREO
CA-7003-03	Kit de recharge de 3 cartouches NEREO + postfiltre
RO-0206-12	Osmose inverse NEREO
RO-0206-22	Osmose inverse NEREO avec pompe

FT-FR-RO NEREO-RO-0206-XX-FL25V01